

Cuidados com o CPAP / BIPAP

Importante:

Lavar o rosto e não aplicar creme ou loção antes da colocação do aparelho. Usar o CPAP durante toda a noite de sono, por período mínimo de 4 horas.

Máscara

As peças de silicone (testa e nariz) devem ter contato com o rosto.

- ✓ Lavar diariamente com água corrente e sabão neutro.
- ✓ Secar na sombra.
- ✓ Atenção com máscara apertada e com vazamento.
- ✓ Se houver ressecamento de vias aéreas, pode pingar soro fisiológico 0,9% nas fossas nasais.

Tiras

- ✓ Lavar uma vez por semana com água corrente e sabão neutro.
- ✓ Secar ao sol.
- ✓ Pacientes que transpiram muito podem lavar as tiras mais de uma vez por semana.

Tubo

- ✓ Lavar uma vez por mês com água corrente e sabão neutro.
- ✓ Secar na sombra.

Umificador

- ✓ Trocar a água diariamente (filtrada e fervida).
- ✓ Uma vez por semana colocar no recipiente 1 colher (chá) de vinagre branco para a mesma medida de água, tampando com a peça amarela.
- ✓ Manter temperatura em II.
- ✓ Não transportar o equipamento com água.
- ✓ Não deixar o tubo conectado no aparelho

Filtro

- ✓ Trocar a cada seis meses.

Voltagem dos equipamentos

- ✓ Geralmente são bivolts, mas observar antes de colocar na tomada.